

# Prolongador de ruedas con amortiguación (GRV)

**Stricker**  
HAND-Bikes



Para el pedido debemos conocer el modelo de la silla de ruedas, tipo, año de fabricación, ancho de asiento, diámetro del eje, y si tiene suspensión, tubos antivuelco, o cualquier otro accesorio de la silla de ruedas.

En 1995 fue introducido nuestro extensor con amortiguación para las ruedas (GRV). Actualmente es bien conocido en el escenario del ciclo de mano. Esencial para los usuarios ambiciosos. Adaptable para cien modelos de sillas de ruedas.

Una nueva experiencia en la conducción es vivida por la amortiguación. Elimina las irregularidades y es realmente beneficioso para la columna vertebral.

El GRV muestra su mejor resultado en las montañas.

Cuestas con pendiente del 18% no serán nunca más un problema. Esta brillante adaptación se fija y se quita rápidamente.

## Datos técnicos

- Suspensión ajustable.
- Alineamiento ajustable.
- Inclinación fija de 6°.
- Diferente adaptador para muchas sillas de ruedas.
- Rápido de quitar mediante enganche rápido.
- Apropiado para sillas plegables y rígidas.

## Montaje

Engancha el adaptador a la silla de ruedas.  
Monta el GRV.  
Bloquealo con los seguros, y ¡preparado!

## Desmontaje

Quita los seguros y quita el GRV.  
El adaptador permanecerá en la silla.  
Puedes plegar la silla de ruedas otra vez.